



## TENA製品一覽 2024.5



TENA 製品一覧

パッド

製品名	種類・サイズ	カラー	目安吸収量	製品サイズ	入り数 枚数×袋数(総枚数)／1箱	
<b>TENA メン</b> (軽失禁パッド/男性用) (長さ×幅)						
個包装で携帯に便利 目立ちにくい男性専用パッド	レベル 1		100 cc	23×21cm	24枚×6袋(144枚)	
	レベル 2		150 cc	27×25cm	20枚×6袋(120枚)	
<b>TENA コンフォートミニ</b> (長さ×幅)						
尿もれが不安な方 トイレトレーニング中の方	プラス		80 cc	27×11cm	30枚×6袋(180枚)	
	エクストラ		120 cc	34×12cm	30枚×8袋(240枚)	
	スーパー		250 cc	45×21cm	30枚×6袋(180枚)	
<b>TENA コンフォート</b> (パッドタイプ/男女兼用) (長さ×幅)						
体にフィットしやすく、 下着のようにつけ心地	ノーマル	ピーチ	350 cc	54×27cm	42枚×3袋(126枚)	
	プラス	あお	500 cc	59×33cm	46枚×2袋(92枚)	
	エクストラ	きいろ	650 cc	59×33cm	34枚×2袋(68枚)	
	スーパー	みどり	850 cc	71×36cm	30枚×2袋(60枚)	
	マキシ	むらさき	1200 cc	71×36cm	28枚×2袋(56枚)	
	アルティマ	しろ	1400 cc	74×37cm	17枚×4袋(68枚)	
<b>TENA フレックス</b> (ベルトタイプ/男女兼用) (ウエストサイズ)						
つけていることが気になりにくい ご利用者にも介護者にもやさしい 製品設計	プラス	S	あお	600 cc	61 - 87cm	30枚×3袋(90枚)
		M		700 cc	71 - 102cm	30枚×3袋(90枚)
		L		750 cc	83 - 120cm	30枚×3袋(90枚)
	スーパー	S	みどり	800 cc	61 - 87cm	30枚×3袋(90枚)
		M		850 cc	71 - 102cm	30枚×3袋(90枚)
		L		950 cc	83 - 120cm	30枚×3袋(90枚)
	マキシ	S	むらさき	1000 cc	61 - 87cm	22枚×3袋(66枚)
		M		1100 cc	71 - 102cm	22枚×3袋(66枚)
		L		1200 cc	83 - 120cm	22枚×3袋(66枚)
	アルティマ	S	しろ	1150 cc	61 - 87cm	20枚×3袋(60枚)
		M		1250 cc	71 - 102cm	20枚×3袋(60枚)
		L		1400 cc	83 - 120cm	20枚×3袋(60枚)
<b>TENA パンツ</b> (パンツタイプ/男女兼用) (ウエストサイズ)						
着脱しやすいパンツタイプ	プラス	S	あお	450 cc	65 - 85cm	14枚×4袋(56枚)
		M		450 cc	80 - 110cm	14枚×4袋(56枚)
		L		450 cc	100 - 135cm	14枚×4袋(56枚)
		XL		450 cc	120 - 160cm	12枚×4袋(48枚)
	スーパー	S	みどり	750 cc	65 - 85cm	12枚×4袋(48枚)
		L		750 cc	100 - 135cm	12枚×4袋(48枚)
<b>TENA スリッパ</b> (テープどめタイプ/男女兼用) (ウエストサイズ)						
重度の方や長時間の使用にも モレにくい	プラス	S	あお	500 cc	56 - 85cm	30枚×3袋(90枚)
		M		700 cc	72 - 122cm	12枚×6袋(72枚)
		L		750 cc	92 - 144cm	12枚×6袋(72枚)
	スーパー	S	みどり	650 cc	56 - 85cm	30枚×3袋(90枚)
		M		850 cc	72 - 122cm	10枚×6袋(60枚)
		L		950 cc	92 - 144cm	10枚×6袋(60枚)
	マキシ	S	むらさき	800 cc	56 - 85cm	24枚×3袋(72枚)
		M		1100 cc	72 - 122cm	9枚×6袋(54枚)
		L		1200 cc	92 - 144cm	9枚×6袋(54枚)
	アルティマ	M	しろ	1250 cc	72 - 122cm	9枚×6袋(54枚)
		L		1400 cc	92 - 144cm	9枚×6袋(54枚)

## フィクション

※TENAコンフォート、TENAコンフォートミニ、TENAメンと組み合わせて使用します。

製品名	サイズ	サイズカラー	製品サイズ (ウエストサイズ)	入り数
<b>TENA フィックス コットンスペシャル</b> (フィクション・パンツタイプ/男女兼用) <span style="float:right">枚数/1袋</span>				
コットン素材でやさしい肌ざわり 動いてもずれにくいパッド保持力	XS	あか	55- 85 cm	5枚
	S/M	あお	65- 95 cm	5枚
	L/XL	ちゃいろ	80-120 cm	5枚
	XXL	オレンジ	100-140 cm	5枚
<b>TENA フィックス</b> (フィクション・パンツタイプ/男女兼用) <span style="float:right">枚数×袋数(総枚数)/1箱</span>				
通気性がよい薄型のパンツ よく伸びるので交換が簡単	XS	あか	50- 60 cm	5枚×20袋(100枚)
	S	きいろ	60- 75 cm	5枚×20袋(100枚)
	M	あお	70- 90 cm	5枚×20袋(100枚)
	L	ちゃいろ	85-110 cm	5枚×20袋(100枚)
	XL	みどり	95-125 cm	5枚×20袋(100枚)
<b>TENA カバー 通気性ソフト</b> (フィクション・カバータイプ/男女兼用) <span style="float:right">枚数/1袋</span>				
通気性と防水性を同時に実現	S	きいろ	50- 76 cm	1枚
	M	あお	62- 87 cm	1枚
	L	ちゃいろ	76-102 cm	1枚

## TENA のパッド製品と合わせて使う補助アイテム

製品名	目安吸収量	製品サイズ	入り数
<b>TENA デュオ</b> (頻便対応パッド)			
1日に何回も少量の排便があり、 交換回数が増加してしまうときに	—	45×21cm	30枚×8袋(240枚)
<b>TENA サブパッド</b>			
定時で尿量測定をしたいときや 頻回な排便があるときに	450cc	49×21cm	36枚×6袋(216枚)
<b>ニュースキンクリーンコットン</b>			
ポリエステル綿の毛細管現象が尿の吸収を はやめ、水様便の広がりを抑える	—	20g/袋	10袋×4箱(40袋)

## スキンケア製品

製品名	容量・サイズ	入り数
<b>TENA ウォッシュクリーム</b> (清拭用ふきとりクリーム) <span style="float:right">個数/1箱</span>		
肌を清潔にしながらか保湿・保護 清拭やパッド交換時に使用する弱酸性クリーム	250 ml	10個
<b>TENA バリアクリーム</b> (皮膚保護クリーム) <span style="float:right">個数/1箱</span>		
撥水効果があり、肌を保護するクリーム	150 ml	10個
<b>TENA ウェットワイブ</b> (全身・おしり用使い捨てウェットタオル) <span style="float:right">枚数×袋数(総枚数)/1箱</span>		
ふくだけで肌を清潔にし保湿・保護するウェットタオル 大判でやわらかい使い捨てタイプで衛生的	20×30 cm	50枚×10袋(500枚)

## 介護用品

製品名	種類・サイズ	製品サイズ	入り数 枚数×袋・個数(総枚数)/1箱
<b>TENA ベッドスーパード</b> (ベッド保護シート)			
排便後の洗浄や、シーツへのもれを防ぎたいときに	スタンダードタイプ	60×40cm	30枚×6袋(180枚)
	ワイドタイプ	60×60cm	30枚×4袋(120枚)
<b>TENA ソフトワイプ</b> (ペーパータオル)			
大小2つのサイズで、排便時だけでなく全身の清拭に	スタンダードタイプ	19×30cm	135枚×8個(1080枚)
	ワイドタイプ	32×30cm	135枚×8個(1080枚)
<b>TENA ビブ</b> (使い捨てエプロン)			
食事のとき食べ物をこぼしやすい方に		46×37cm	150枚×6袋(900枚)
<b>TENA クリーンケアウエットシート</b> (ハンド&ボディワイプ)			
たっぷり水分で洗うように使える しっかり丈夫で破れにくい		約18×20cm	72枚×12袋(864枚)
<b>TENA トイレに流せるウエットシート</b> (ハンド&ボディワイプ)			
たっぷり水分で洗うように使える 水の中でほぐれやすい		約18×20cm	72枚×12袋(864枚)

## TENA製品の特長

TENAは、尿とりパッドを必要としない1枚使用のオムツです

目立たない・動きやすい  
人間工学に基づいたデザイン




1枚使用だからこそ  
むれ・ずれ・圧の原因を軽減



水分は閉じ込め、蒸気は逃がす  
コンフィオエア™ 通気性能



後戻りにくい二層構造と  
フィールドライアドバンス™機能




※一部製品のみ

濡れたら色が変わるインジケーター



※一部製品のみ

オムツ交換時の  
介護者の腰への負担軽減※1



※1: TENA フレックス New Usability Study proves that product type matters.

### ●お問い合わせ先

TENA 製品に関するお問い合わせにお答えします。

**TENA**  
お客様相談室

テナ ゴーハロー  
0120-107-586  
月曜～金曜 (土・日・祝日を除く)

製品切替案内を  
ご確認ください



製品のあて方を  
動画で紹介



### ●販売店

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-5-12

TEL 03-5772-0190 (代表) FAX 03-5772-0191 (代表)

tena.co.jp