

未来の高齢者像に応える進化 ～TENAパンツ・ディグニティ(プラス)でさらに快適な毎日へ～

拝啓

日頃よりTENA製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。私たちはこれまで、TENAの製品とサービスを通じて、利用者の尊厳を守り、安全で快適な毎日をサポートしてまいりました。そしてこの度、これからの高齢者像の変化に応え、さらなる快適性とトイレ排泄の可能性を追求した新製品「TENAパンツ・ディグニティ(プラス)」を「TENAパンツ(プラス)」の後継推奨品として2025年春よりお届けいたします。

新製品では、従来の特長である下着のような動きやすさ、全面通気性、さらさらとした着け心地をそのままに、ウエスト周りの柔らかさを向上させることで、少ない力でも広げやすく、ご本人の力での上げ下げがさらにしやすくなりました。また、吸収量を従来比122%とすることで臥位でも背もれしにくい設計とし、快適さと安心感を一層強化しております。

「ディグニティ(尊厳)」というサブネームには、TENAの理念が込められています。それは、おむつを着けていることを気にせず、これまで通りの普通の生活を続けられること。失禁に伴う不安や孤独感を軽減し、利用者の方が自信を持って暮らし続けられるよう支えることを目指しています。これからも私たちは、社会課題の解決に貢献するため、一步一步進んでまいります。

今後とも、TENA製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製品名 TENAパンツ・ディグニティ(プラス) Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ
※ TENAパンツ(プラス)XLサイズは終売となります
※ TENAパンツ(スーパー)は変更ありません
2. 切替時期 下記「自然切替時期」より自然切替
3. 入り数 変更あり
4. コード [製品番号]変更あり [JAN/ITFコード]変更あり
5. 注文書 現行の注文書のTENAパンツ(プラス)Sサイズ、Mサイズ、Lサイズの欄にご記入ください
6. 変更内容 製品番号、JAN/ITFコード、袋/箱サイズ、入り数、袋/箱パッケージデザイン、対象ウエストサイズ、製品仕様

【切替時期】

製品番号	製品名	JANコード	ITFコード	自然切替時期
792417	TENAパンツプラスSサイズ	7322541140315	07322541166414	2025年4月下旬
792548	TENAパンツプラスMサイズ	7322541180182	07322541166520	2025年5月末
792625	TENAパンツプラスLサイズ	7322540574852	07322541166711	2025年5月中旬
792717	TENAパンツプラスXLサイズ	7322541140421	07322541166780	2025年3月末 なくなり次第終売

※出荷状況により切替及び終売時期は前後する場合があります
※切替時には一定期間新旧品が混在する場合があります

以上

新製品情報は、次ページでご紹介しています ↓



Dignity、それはTENAの約束

TENAで生み出された時間を有効活用し、より個別性の高いケア処方へ。

TENAは、単なるおむつではなく、「できる限りトイレで排泄すること」を支えるケアシステムです。このたび進化した「TENA パンツ・ディグニティ(プラス)」は、より柔らかく広げやすいウエスト設計を採用し、ご本人がスムーズに上げ下げできるようになりました。さらに、吸収量が122%向上し、これまで以上に暮らしのリズムに寄り添うケアの提供が可能になります。

「ご本人さん、ゆっくり上げ下げOKでした」

日中はTENAパンツを穿いて車椅子でトイレへ、夜間は安眠のためフレックスマキシをご使用という地域包括ケア病棟に入院中の女性にお試しいただいたところ、「ゴムまわりが柔らかく、ふかふか」と、少ない力でも上げ下げが可能に。

「できる」を信じて待つ見守りの姿勢は、「便こそトイレ」への第一歩です。



従来比122%の吸収量 お昼寝中も背もれしにくい

TENAパンツ・ディグニティ プラスの吸収量は550cc。従来品(450cc)と比べると122%の吸収量。

食後やりハビリから戻ってウトウトして横になっても安心の吸収量です。



下着と同様に、お身体のサイズにあったものを



TENAパンツ・ディグニティはS/M/Lのスリーサイズ。ウエスト部分の伸びの良さから、従来品とはサイズ感が異なりますので選び直しをお勧めします。

うしろ側の後処理テープでサイズをわかりやすく

丁度よいサイズは、立ち上りや寝返りを良くする大切な選定のポイントです。

目指すのは、トイレ動作の「一部介助」から「見守り」へ

たとえ一日1回でもトイレに座って排泄できると、それがきっかけで快適な記憶がよみがえり本能的なもの、感覚的なもの、精神的なものが刺激され、ADLがぐんと向上する・・・TENAアドバイザーは、より多くのケア現場でこうした体験ができるよう支援いたします。

【TENAパンツ・ディグニティ(プラス)製品仕様】 ※ この製品はTENAパンツ(プラス)の後継推奨品です。

製品名	TENAパンツ・ディグニティ プラス Sサイズ	TENAパンツ・ディグニティ プラス Mサイズ	TENAパンツ・ディグニティ プラス Lサイズ
箱・袋の写真			
入り数	30枚×2袋(60枚)/箱	28枚×2袋(56枚)/箱	24枚×2袋(48枚)/箱
目安吸収量	550cc	550cc	550cc
ウエストサイズ	60~85cm	75~105cm	90~125cm
製品番号	86589	90196	90251
JANコード	4531331110107	4531331120106	4531331130105
ITFコード	14531331110104	14531331120103	14531331130102
箱サイズ(高さ×幅×奥行mm)	390×450×363	405×430×330	395×430×363
製造	日本製	日本製	日本製



【本件お問い合わせ先】

TENAお客様相談室

0120-107-586

月-金曜10:00-16:30(土日祝除く)

TENA製品切替案内 で検索すると便利です。

ユニ・チャーム メンリック株式会社

〒107-0051東京都港区元赤坂1-5-12

TEL 03-5772-0190 (代表)

FAX 03-5772-0191 (代表)



明日につながるやさしさ